



ประกาศโรงพยาบาลโพทะเล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลโพทะเล ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลและเชื่อมต่อบบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพนม ปทุมสูติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด
M.B.D. SURGICAL SUPPLY CO., LTD.
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๐๕๕๔๒๐๐๖๒๘

QUOTATION / ใบเสนอราคา

| SUBJECT/เรื่อง เสนอราคาเครื่องมือแพทย์ | | NO./เลขที่ 61/010173 | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| ATIN/เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล | | DATE/วันที่ 18/01/61 | | | |
| ADD/ที่อยู่ 762 หมู่ 2 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 | | ผู้เสนอราคา วิทยา 088-547-5445 C | | | |
| | | QUOT with/สิ่งที่ส่งมาด้วย แคตตาล็อก | | | |
| ลำดับ NO. | รายการ DESCRIPTION | จำนวน QUANTITY | หน่วย UNIT | ราคา/หน่วย UNIT PRICE | จำนวนเงิน AMOUNT |
| 1 | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ (Electrocardiograph) พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน Model : ECG-1250K (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ NihonKohden (นางสาวอุไรวรรณ กระแสสินธุ์) ประเทศ ญี่ปุ่น (ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นางผ่องศรี หนูทวน) (ลงชื่อ) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (นายชำนาญ ชัยดา) | 1 | เครื่อง | 120,000.00 | 120,000.00 |
| หมายเหตุ | รับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี (ลงชื่อ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล (นายพนม ปทุมสูติ) | | | | |
| หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน | | | | รวมเงิน TOTAL | 112,149.53 |
| Quotation Active In / กำหนดอินราคา | | 60 | วัน/Day | ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT | 7,850.47 |
| Delivery In / กำหนดส่งของ | | 60 | วัน/Day | ยอดเงินสุทธิ | |
| Term Of / การชำระเงิน | | 60 | วัน/Day | NET TOTAL | 120,000.00 |

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้พิจารณารายละเอียดเสนอราคานี้ และหวังว่าคงได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่าน

ต้องการสั่งซื้อสินค้าตามรายการข้างต้น กรุณาลงชื่อและแฟกซ์
 กลับมายังบริษัทฯ หรือส่งใบสั่งซื้อของท่านมายังบริษัทฯ


ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ
 (.....)
 วันที่.....

ขอแสดงความนับถือ

 (นายมนูญ บุญนัด)
 กรรมการผู้จัดการ



elligent analysis



cardiofax^S
*S = sophia

Recording Examples


12-lead ECG 6 traces with analysis results



12-lead ECG 3 traces



Automatic recording extension on arrhythmia detection and average waveform



Options



With ECG-1300K

- Cart, KD-105D/E
- Patient cable hanger, KH-100D
- Paper tray, DI-011D
- Magnetic card reader holder, DI-012D
- Middle shelf, DI-013D
- Drawer, DI-014D
- Tray set, DI-015D
- *Accessory Kit separately available

- SD memory card, Y154D
- USB-LAN adapter, YZ-041H1
- ECG Viewer software
- ECG Viewer 2, OB-903E
- ECG Viewer 3, OB-905E

This brochure may be revised or replaced by Nihon Kohden at any time without notice.



NIHON KOHDEN CORPORATION
1-3-14 Nishiokuchi, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 (3) 5996-8038 Fax +81 (3) 5996-8100
www.nihonkohden.com

6883 CAT.No.15-081D 11.09.02.E

Printed in Japan

cardiofax^S

Electrocardiograph
ECG-1250K

cardiofax continues to evolve



Fighting Disease with Electronics
NIHON KOHDEN

Simple operation and Data management with ECG viewer software

Nihon Kohden original viewer software, Viewer 2 and Viewer 3 can meet the demand for better ECG circumstances. Each Viewer has their own features. You can choose Viewer 2 or Viewer 3 according to your taste.

Easy-to-view color LCD

The bright color backlit LCD lets you view simultaneous 12-lead ECG waveform and the data more easily.

Easy data entry

For identifying patients and easier filling, you can enter patient ID, name and other information with alphanumeric keys. The bar code reader and magnetic card reader contributes to enter the patient information quickly without any human errors.

Easy data transfer by USB or wireless LAN*

Up to 40 ECG files can be stored in memory. Approximately 3,000 ECG files can be stored in a 64MB SD card. You can transfer the ECG data to a PC with an SD card, USB-LAN or wireless LAN card and review it with ECG viewer software.

*In some countries, wireless LAN card needs to be approved for usage by authority concerned.

Compact

The ECG is compact, lightweight and easy to carry – A4 letter size and only 2.5 kg including battery

Paper-saving recording

For better cost performance, the built-in thermal array recorder records 6 ECG traces on 110 mm paper. On paperless mode, waveform and analysis results can be transferred to a PC for review without recording.

High level 12-lead ECG analysis

cardiobox S includes Nihon Kohden's latest interpretation program, ECAPStx analysis program.

It provides simultaneous 12-lead ECG acquisition of up to 24 seconds and analysis with approximately 200 findings and 5 judgment categories.

High performance IEC 60601-2-51

cardiobox S meets IEC standard IEC60601-2-51 which provides high accuracy of signal processing (AC filtering). ECG measurement and ECG analysis. It provides you with accurate ECG diagnosis.

